



ATILA

Göngugrind fyrir börn frá Eurovema

Notendaleiðbeiningar

Vinsamlegast lesið leiðbeiningarnar og hafið samband við Stod ef spurningar vakna.

Takið grindina í sundur eins og sýnt er á mynd 1.
Ýtið hringnum sem er hægra megin niður yfir rörin, sjá mynd 2.
Athugið hvort öryggislæsingin sé lokuð, sjá mynd 3.

Til að stilla hæðina á handföngunum.
Losið skrúfuna og færið handfangið í rétta hæð. Herðið skrúfuna vel, sjá mynd 4.

Bremsur.
Til að bremsa togið í handfangið. Til að læsa bremsunum ýtið handfanginu niður. Hægt er að stilla stífleikan á bremsunum með því að herða eða losa rónna við gorminn neðst á bremsunni.

Öryggisatriði.
Skiljið barn aldrei eftirlitslaust í grindinni.
Hámarks notendapýngd er 40 kg.
Ef skemmdir verða á grindinni ætti ekki að nota hana.
Þjónustuaðili fyrir grindina er Stod.
Til viðhalds og viðgerða skal nota varahluti frá Eurovema.

Þrif.
Þurrkið af grindinni með rökum, mjúkum klút og notið milda sápu. Smyrjið hjólin með olíu.

Skýringarmyndir

