

Hadley hjúkrunarrúm Leiðbeiningar

Hliðargrindur

Til að hækka

Takið um efri hluta hliðargrindar við höfðalag og rennið grindinni upp þangað til að hún festist (heyrist smellur). Nú er bæði efri og neðri grind læst í hárrí stöðu.

Endurtakið þetta við fótalag.

Til að auka öryggi skjólstæðings byrjið þá alltaf á að hækka hliðargrind við höfðalag.



Til að lækka

Haldið um efri hliðargrind við fótalag og lyftið örlítið upp þangað til hún stoppar. Þessi aðgerð aflæsir “the release button” á hlið við fótalag. Ýtið á og haldið inni “release” takkanum og lækkið varlega hliðargrindina þangað til að hún stoppar í lægstu stöðu.

Ath. sleppið aldrei grindum þannig að þær detti niður.

Til að auka öryggi skjólstæðings byrjið þá alltaf á að lækka hliðargrind við fótalag.



Fjarstýring

Hækkað undir höfði



Lækkað undir höfði

Hækkað undir fótum



Lækkað undir fótum

Allur leguflötur lækkaður



Allur leguflötur lækkaður

Rúmi steipt öfugt (Trendelenburg staða)



Rúmi steipt (Trendelenburg staða)

Læsing/aflæsing hjóla

Fótstigin bremsa á hverju hjóli.

Mikilvægt að hvert hjól sé í læstri stöðu þegar rúm er í notkun.

Takið hjól úr bremsu áður en rúm er fært til.

Ath. þegar rúm er stillt í Trendelenburg/öfuga Trendelenburg stöðu þá eiga einungis 2 hjól að vera í bremsu öðru hvoru megin. 2 hjól þurfa að vera ólæst.

