


## Bremsur



“Standard” (Venjulegar) Bremsur á Quickie stólum eru svokallaðar “High-Low bremsur.

Stóllinn er settur í bremsu með því að ýta skafti (1) fram, en losað úr bremsu með því að ýta skafti (1) aftur.

## Hreinsun og viðhald

Til að tryggja góða endingu og gott útlit á stólum er reglulegt viðhald og þrif nauðsynlegt. Bæði á ramma og sæti.

Óhreinindi úr sæti má þrifa með því að strjúka yfir með svampi sem bleyttur hefur verið í volgu vatni og mildu hreinsiefni. Hreinsa svo með vatni og láta þorna.

Notið ekki bleykiefni - spritt.

Ef óhreinindin eru föst- strjúkið með mjúkum bursta

Rammann þarf að þrifa reglulega með “non-abrasive” hreinsiefni og bóna síðan með “non-abrasive” bílavaxi

**Gott viðhald = góð ending !**




Sunrise Medical í Englandi er í farabroddi fyrirtækja í framleiðslu hjálpertækja. Þeir leggja mikið upp úr hönnun og vöruþróun og bjóða eingöngu tæki í háum gæðaflokki.

## Quickie GPSA Fastramma



# Notkunarleiðbeiningar

## Krossrammastóll




### Fella saman :

Kippið dúknum upp - við það fellur stóllinn saman

### Fella sundur:

Hallið stólnum á annað afturdekkið (2) og ýtið á rammann (1) við það fer stóllinn í sundur. Smellið þá rammanum ákveðið niður svo stóllinn skorðist í festingunum.

## Veltivörn




**Breyta hæð :** Færið til skráfu (7). Einnig má færa plastfestingu (3) upp í göt (4)

**Snúa upp:** með því að ýta á pinna (3) og snúa röri (1).

**Taka af/á:** ýtt á pinna (1) til að losa hnapp (3)

## Hraðlosun dekkja




### Quicky:

Ýtið á hnapp (1) og haldið inni—afturdekk dregið frá og tekið af stólnum.

### Breezy:

Ýtið á hnapp (1) og öxull (4) dreginn út úr öxulhúsi (5).

## Hæðarstillanlegir armar




**Armar settir á stól:** Armstoð (1) sett í sæti (2). (mynd 22).

**Hæð stillt á armi:** hnappi (3) snúid þversum (22B) og armi ýtt upp eða niður. Hnappi (3) síðan læst . (mynd 22)

**Armur tekin af stól:** snúid hnappi (3) í stillingu, (22C), 45° eða hálf leið og armi síðan lyft upp úr sæti (2).


**Stilling á hve armstoð rennur auðveldlega upp eða niður.:** Losið skráfur (5) og og stillið síðan stífleikann á skráfum (6). (22D)

## Fótahvílur



**Losar :** Ýtið flibba (1) að stellingu (2) og snúid fótahvílunni útávið. Til að losa fótahvíluna alveg af stólnum skal lyfta henni upp og fjarlægja. **Hæðarstillar:** Losið skráfu (1) með 4mm lykli, stillið hæð plötunnar og festið skráfuna aftur.

**Sett á:** Hnappur (3) látinn falla ofaní sætið (4) á rammanum (2). Þegar þetta er gert vísar fótahvílan útávið. Til að fótahvílan snúid eðlilega er henni snúid beint fram og læst niður í eðlilega stöðu.



**Armi lyft:** Ýtið á hnapp (2) og lyftið síðan armi (1)