


Bremsur



“Standard” (Venjulegar) Bremsur á Quickie stólum eru svokallaðar “High-Low bremsur.

Stóllinn er settur í bremsu með því að ýta skafti (1) fram, en losað úr bremsu með því að ýta skafti (1) aftur.

Hreinsun og viðhald

Til að tryggja góða endingu og gott útlit á stólum er reglulegt viðhald og þrif nauðsynlegt. Bæði á ramma og sæti.

Óhreinindi úr sæti má þrifa með því að strjúka yfir með svampi sem bleyttur hefur verið í volgu vatni og mildu hreinsiefni. Hreinsa svo með vatni og láta þorna.

Notið ekki bleykiefni eða - spritt.

Ef óhreinindir eru föst- strjúkið með mjúkum bursta

Rammann þarf að þrifa reglulega með “non-abrasive” hreinsiefni og bóna síðan með “non-abrasive” bílavaxi

Gott viðhald = góð ending !



Sunrise Medical í Englandi er í farabroddi fyrirtækja í framleiðslu hjálpartækja. Þeir leggja mikið upp úr hönnun og vöruþróun og bjóða eingöngu tæki í háum gæðaflokki.




Quickie Iris



Notkunarleiðbeiningar

Fótahvílur




Losa : Ýtið flibba (1) að stölinu (2) og snúið fótahvílunni útávið. Til að losa fótahvíluna alveg af stólnum skal lyfta henni upp og fjarlægja.

Hæðarstilla: Losið skrófu (1) með 4mm lykli, stillið hæð plötunnar og festið skrófuna aftur.

Sett á: Hnappur (3) látinn falla ofaní sætið (4) á rammanum (2). Þegar þetta er gert visar fótahvílan útávið. Til að fótahvílan snúi eðlilega er henni snúið beint fram og læst niður í eðlilega stöðu.


Veltivörn



Beyta hæð : Færið til skrófu (7). Einnig má færa plastfestingu (3) upp í göt (4)

Snúa upp: með því að ýta á pinna (3) og snúa röri (1).
Taka af/á: ýtt á pinna (1) til að losa hnapp (3)


Hraðlosun dekkja



Quicky:
Ýtið á hnapp (1) og haldið inni—afturdekk dregið frá og tekið af stólnum.

Breezy:
Ýtið á hnapp (1) og öxull (4) dreginn út úr öxulhúsi (5).

Hæðarstillanlegir armar




Armar settir á stól: Armstoð (1) sett í sæti (2). (mynd 22).

Hæð stillt á armi: hnappi (3) snúið þversum (22B) og armi ýtt upp eða niður. Hnappi (3) síðan læst. (mynd 22)

Armur tekinn af stól: snúið hnappi (3) í stillingu, (22C), 45° eða hálfá leið og armi síðan lyft upp úr sæti (2).

Stilling á hve armstoð rennur auðveldlega upp eða niður.: Losið skrófur (5) og stillið síðan stíflleikann á skrófum (6). (22D)

Tilt í bak- og seteingu



- 1) Takið í handföng (C) á sama tíma og haldið uppi. Tiltið stólnum í ákjósanlega stöðu. Sleppið handföngum til að festa tiltið í vissri stöðu.
- 2) Takið í handfang (B) og setjið stólinn í æskilegt tilt og sleppið handfangi
- 3) Setjið pinnan aftur á sinn stað