

Notendaleiðbeiningar sessur og bók

Vinsamlegast
lesið vel yfir áður
en sessa er tekin í
notkun.

Trönuhrauni 8
220 Hafnarfjörður
Sími 565 2885 / Fax 565 1423
stod@stod.is / www.stod.is

Viðhald á sessu og bakpúða.

Viðhald er mikilvægt til að halda gæðum sessunnar og bakpúðans.

Við mælum með að ventilinn sé látinn vera opinn yfir nótt að minnsta kosti einu sinni í viku.

Sessan og bakpúðinn mun fletjast út ef púðinn springur eða ventilinn er opinn.

Hafið samband við söluaðila eða starfsfólk HTM ef grunur leikur á að sessa eða bakpúði er sprunginn.

Ekkert viðhald þarf fyrir sessur frá Varilite með engum ventlum (reflex sessan).

Almennt viðhald

Viðhald fyrir öll setkerfi frá Varilite.

VARILITE áklæði á ávallt að vera á sessunum þar sem það hjálpar til við loftstreymi og verndar sessuna einnig fyrir að springa, bruna og svo framvegis.

Ekki vera með beitta hluti við sessuna.

Ekki geyma sessuna við mjög háan hita eða láta standa í sólarljósi í langan tíma.

Þvottur fyrir setkerfi frá Varilite

Stjúkið yfir sessuna/bakpúðann með rökum klút, áklæðið má fara í þvottavél, sjá leiðbeiningar á áklæðinu. Má ekki fara í þurrkara. Álbakið er þvegið með rökum klút.

Aðlögun á lofti í sessu


PSV (Pressure Setting Valve)(Þrýstings ventill)

Lofti hleyft inn í sessu

1. Lofti hleypt inn á sessuna með að snúa ventlinum rangsælis.
2. Það á ekki að vera þungi á sessunni þegar lofti er hleypt inn á hana. (Ekki sitja á sessunni.)
3. Þegar loft er komið inn á sessuna er ventlinum lokað með að snúa réttsælis.

Aðlögun á sessu.

1. Látið sessuna í hjólastólinn með lofti í og hafið ventilinn lokaðan.
2. Setjist á sessuna.
3. Opnið ventilinn með að snúa rangsælis með að ákveða fyrirfram stöðu ("1", "2", or "3") sem kemur fyrir í litla glugganum. Ef einhverjar vafasemdir eru þá notið stöðu "2".
Loft mun fara úr ventlinum þar til það lokast sjálfkrafa (ca. 10-15 sekúndur).
4. Þegar ventillinn er hættur að hleypa út lofti, lokið ventlinum með að snúa honum réttsælis. Þetta mun koma í veg fyrir að loft fari inn á sessuna.




Aðlögun á baki

Venjulegur ventill

Lofti hleyft inn í sessu

1. Lofti hleypt inn á með að snúa ventlinum rangsælis.
2. Það á ekki að vera þungi á bakpúðanum þegar lofti er hleypt inn á hann. (Ekki þrýsta bakinu á bakpúðann).
3. Þegar loft er komið inn á bakpúðann er ventlinum lokað með að snúa réttsælis.



Festingar settar á stól, (eingöngu á stóla með kringlóttu röri)

1. 4 festingar fylgja, það þarf að passa upp á að festingar séu settar jafnt á upp og niðri svo bakið falli auðveldlega í festingarnar.
2. Setjið festingar á, ef rúmt er um þær, notið tilgert gúmmi sem fylgir með til að festing passi.
3. Smeygið bakinu á festingarnar og passið upp á að bakið falli ofan í raufarnar og smellist fyrir.

Aðlögun á bakpúðanum.

1. Hafið bakpúðann með lofti og ventil lokaðan.
2. Setjist í hjólastólinn og hallið ykkur að bakpúðanum.
3. Snúið ventlinum rangsælis og aðlagið ykkur að bakinu til að fá góða setstöðu.
4. Lokið ventlinum þegar þú ert komin með góða setstöðu og finnst þægilegt að sitja í hjólastólnum.

Ef ekki er setstöðuvandarnál þá þarf ventillinn ekki að vera lokaður, má vera opinn til að fá þægindi.