



NOTENDALEIÐBEININGAR FYRIR

DOLOMITE JAZZ.

Trönuhrauni 8
220 Hafnarfjörður
Sími 565 2885 / Fax 565 1423
stod@stod.is / www.stod.is




DOLOMITE

DOLOMITE *JAZZ*



Það má ekki nota grindina sem hjólastól eða til þess að flytja á henni fólk.



Notkunarleiðbeiningar

**Lesið notkunarleiðbeiningarnar vandlega.
Göngugrindina má nota bæði innan og utanhúss.**





Öryggisreglur

-Það má hvorki standa á grindinni né nota hana til þess að flytja á henni fólk. Þegar setið á á grindinni á hún alltaf að vera í bremsu.

Ef grindin er notuð til þess að styðja sig við t.d. þegar staðið er upp úr stól á hún alltaf að vera í bremsu.

Það má ekki sitja á grindinni og draga sig áfram með fótunum.

Notið ekki grindina í stiga né rúllustiga. Farið varlega í halla.

Þrýstið grindinni að alveg út áður en þið gangið af stað.

Grindina má einungis nota sem gönguhjálpartæki.

Farangur á að vera í körfu eða bakka.

Hámarksþyngd farangurs í körfu 5 kg, á bakka 5 kg.

Fjarlægjið hlífðarplast af hjólum fyrir notkun.

Það má ekki snúa handföngunum útávið. Það getur gert grindina óstöðuga.

- A) Karfa sett á
- B) Bakki settur á

Grindin lóað saman






- C 1 Standið við hliðina á grindinni
- 2 Takið í borðann ofan á sætinu og lyftið. Gætið varúðar þegar þið leggið grindina saman eða takið sundur.

Flutninasstillina

- D) Leggið grindina saman og festið öryggislásinn

Akstursstillina


- E) Þrýstið hliðarrörunum í sætinu niður. Festið öryggislæsinguna. Varist að klemma fingur.
- F) Ástigið léttir ykkur að komast yfir hæðarmismun t.d. upp á gangstétt



Bremsur


- G. Akstursbremsur: Togið bremsuhandföngin upp.

G

**Stöðubremsur**


- H. Þrýstið bremsuhandföngunum niður. Það heyrst smellur þegar bremsurnar eru í réttri stöðu. Það er mikilvægt að báðar bremsurnar séu læstar. Togið upp bremsuhandföngin til þess að losa bremsurnar. Þegar setið er á göngugrindinni verða báðar bremsurnar að vera læstar.

H

**Stillina á bremsum.**


- I. Ef bremsurnar eru slakar þarf að stilla bremsuvirinn. Notið fastlykla 7 og 10 mm lykla.
(fylgja ekki)

I

**Aksturshandföna**


- J. Hæðarstilling á handföngum. Standið aftan við grindina með handleggina niður. Handföngin eru venjulega stillt í úlnliðshæð.

J

**Hæðarstillina**

- K. Losið snerlana sem handa við handföngin. Stillið handföngin í rétta hæð og festið snerlana. Athugið að bæði handföng séu í réttri hæð

K



Viðhald-Öryggisatriði

Til þess að alls öryggis sé gætt þarf eftirfarandi að vera í lagi:

-Þrifið göngugrindina með venjulegu þvottaefni. Þurrkið. Haldið hjólunum hreinum.

-Yfirfarið skráfur og stilliskífur.

-Hafið samband við söluaðila ef grindin er ekki í fullkomnu lagi.


Notið ekki grindina ef hún er ekki í lagi. Ekki gera sjálf við grindina.

Varúð!


Grindina má eingöngu nota sem gönguhjálpartæki.

Hámarksþyngd notanda Dolomite jass er 130 kg.

Ekki er tekin ábyrgð á grindinni ef gerðar hafa verið á henni breytingar eða viðgerðir án samráðs við seljanda.



	520	600
A	62 cm	62 cm
B	67-81 cm	75-97 cm
C	39 cm	39 cm
D	43 cm	43 cm
E	52 cm	60 cm
F	67 cm	67 cm
Vekt:	7,2 kg	7,8 kg



Diameter for- og bakhjul: 20 cm



INVACARE DOLOMITE AB, Box 200, 343 75 DIÖ, SWEDEN
TEL +46 (0)476 535 00, FAX +46(0)476 535 99

Invacare AS, Grensesvingen 9, Postboks 6230, Etterstad, N-0603 Oslo
TEL (47) (0)22 57 95 00, FAX(47) (0)22 57 95 01
norway@invacare.com, island@invacare.com